

98-IVB

## Baterías de manta de calentamiento



La manta de calentamiento es un equipo de laboratorio, que se usa para suministrar una temperatura estable de forma uniforme y segura a los diversos recipientes cuya base sea redondeada, como los balones volumétricos.

### Características

1. Laminación en frío de la hoja de estiramiento y pulverización exterior.
2. Modalidad electrónica de la regulación de la temperatura con características del ajuste paso a paso, temperatura uniforme, calentamiento rápido, y seguridad y durabilidad.
3. Destacado por anti-corrosión, resistente al tiempo, durable y seguro.

	Tel: (4) 217 57 51	Tel: (507) 341 05 95
	(4) 239 93 75	Cel: (507) 61 01 40 14
Cel: (57) 301 424 5380	Cel: 312 288 34 36	Urbanización Arboledas
Cr 91 N° 70 A 32	Cr43 N° 50-88 Int. 1601	Cluster Los Alamos
Bogotá - Colombia	Medellín - Colombia	calle 8, Panamá Oeste

Email: [info@myminstrumentostecnicos.com](mailto:info@myminstrumentostecnicos.com)

4. Eficaz para montajes en la extracción, destilación y otras aplicaciones en el campo de la industria y la investigación.

### Especificaciones técnicas

Modelo	Filas	Capacidad	Max. Temp(°C)	Potencia	Tiempo de trabajo	Medidas Exterior	Peso neto .(Kg)
		(ml)		(KW)		(mm)	
98-IV-B	Two Rows	100	450	100x2	Continuos	280x140x106	4/5
		250		150x2		320x160x170	4/5
		500		250x2		360x180x180	4/5
		1000		350x2		420x210x200	7/8
98-IV-B	Four Rows	100	450	100x4	Continuos	530x140x160	8/10
		250		150x4		610x140x106	8/10
		500		250x4		690x180x180	8/10
		1000		350x4		810x210x200	14/16
98-IV-B	Six Rows	100	450	100x6	Continuos	820x140x160	12/15
		250		150x6		940x160x170	12/15
		500		250x6		1060x180x180	12/15
		1000		350x6		1240x210x200	21/24