

HC-12C

Centrifuga para hematocritos



La centrífuga para Hematocritos HC-12C es un equipo compacto muy fácil de operar, y se utiliza como medio para obtener la proporción del volumen de eritrocitos en la sangre;

Características

- Estructura plástica de alta calidad con tapa metálica
- Motor sin escobillas de alta potencia
- LED de velocidad y tiempo
- Protección contra sobre velocidad y desequilibrio
- Con bloqueo mecánico de la puerta e interruptor de seguridad
- Visualización de código de error, ajuste de velocidad hacia arriba y hacia abajo
- Con freno y alarma automática después de la operación
- Con lector

Tel.: (57) 301 424 5380
Cra. 91 # 70 A 32
Bogotá - Colombia

Cel.: 312 288 34 36
Cr 43 N° 50.88 Int.1601
Medellín - Colombia

Tel.: (507) 382 59 71
Cel.: (507) 61 01 40 14
Vía centenario Av milán
Ph torres de milán
Ciudad de panamá
República de Panamá

Email: info@myminstrumentostecnicos.com

Especificaciones técnicas

Tiempo	0-99min
FCR máx.	15300xg
RPM máx.	12000 RPM, ajuste de velocidad continuo
capacidad del rotor	∅1.5 x 75mm x 24 tubos capilares
Voltaje	110V 60Hz/220V 50Hz
Dimensión	280 x 310 x x 265mm
Peso	10kg