

**JY-600C**

## **Fuente de poder digital para Electroforesis**



### **Descripciones:**

JY600C aplica para electroforesis tales como electroforesis horizontal de una fuente de alimentación, varias celdas, electroforesis vertical de alto rendimiento y varias placas, SDS-PAGE, electroforesis de membrana de acetato de celulosa, PAGE preparativa, IEF, transferencia de impresión.

### **Características:**

- Proteger cuando sobrecarga y sin carga
- Almacene diez methods comunes
- memoria automática
- Apagar automáticamente

### **Especificaciones:**

- Rango de salida: 10 ~ 600V / 1 ~ 500mA / 1 ~ 300W
- Tipo de salida: voltaje constante corriente constante potencia constante
- Resolución: voltaje 1V, corriente 1mA, potencia 1W
- Rango de temporizador: 1m ~ 99h59s
- Pantalla: LCD (128 × 64 píxeles)
- Control: control intelectual con microprocesador
- Dimensión: 27 × 26 × 12 cm
- Peso: 6.8Kg

**Tel: (4) 217 57 51**  
**(4) 239 93 75**  
**Cel: (57) 301 424 5380**  
**Cr 91 N° 70 A 32**  
**Bogotá - Colombia**

**Tel: (507) 341 05 95**  
**Cel: (507) 61 01 40 14**  
**Cel: 312 288 34 36**  
**Cr43 N° 50-88 Int. 1601**  
**Medellín - Colombia**

**Urbanización Arboledas**  
**Cluster Los Alamos**  
**calle 8, Panamá Oeste**