

## *KD-2508* **MICROTOMO ROTATIVO KEDEE**



### **Especificaciones técnicas principales:**

Espesor de la sección Rango de ajuste:	1 -35 $\mu$ m para seccionamiento continuo;
El grosor de la sección se puede ajustar:	Cualquier valor > 35 $\mu$ m
Ajuste Mínimo del Grosor de Seccionamiento:	1 $\mu$ m
Error de Precisión:	$\pm$ 1%
Tamaño máximo de la muestra:	60 x 40 mm
Dimensiones:	420 x 330 x 330 mm (L x P x H)
Peso neto:	19kg

El soporte de la cuchilla es capaz de sostener tanto las palas de alto perfil como las de bajo perfil.

El porta cuchillas para la cuchilla desechable y el porta cuchillas para la hoja de acero se pueden intercambiar rápidamente.

**Tel: (4) 217 57 51**  
**(4) 239 93 75**  
**Cel: (57) 301 424 5380**  
**Cr 91 N° 70 A 32**  
**Bogotá - Colombia**

**Tel: (507) 341 05 95**  
**Cel: (507) 61 01 40 14**  
**Cel: 312 288 34 36**  
**Cr43 N° 50-88 Int. 1601**  
**Medellín - Colombia**

**Urbanización Arboledas**  
**Cluster Los Alamos**  
**calle 8, Panamá Oeste**