

SERIE PS

BAÑO ULTRASONIDO ANÁLOGO CON TEMPERATURA J&G SCIENTIFIC



CARACTERISTICAS

- Ajuste de tiempo: 0-30 minutos ajustable.
- Material: acero inoxidable SUS304 con figuras en forma de diamante.
- Calentadores de cerámica para un mejor efecto de calentamiento.
- Tapa especial para reducir el ruido.

Tel.: (57) 301 424 5380
Cra. 91 # 70 A 32
Bogotá - Colombia

Tel.: (4) 217 57 51
(4) 2399375
Cel: 312 288 34 36
Cr 43 N° 50.88 Int.1601
Medellín - Colombia

Tel.: (507) 382 59 71
Cel.: (507) 61 01 40 14
Via centenario Av milán
Ph torres de milán
Ciudad de panamá
República de Panamá

Email: info@myminstrumentostecnicos.com

Modelos	PS20	PS30	PS40
Frecuencia de ultrasonido	40.000Hz		
Material	Acero inoxidable SUS304		
Capacidad reservorio	3,2L	6,6L	10L
Temporizador	De 1 a 30 min , Mecánico		
Fuente de alimentación AC	220 - 240V , 50/60Hz		
Potencia ultrasónica	120W	180W	240W
Potencia calefacción	100W	200W	250W
Control de temperatura	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Tamaño del tanque mm (largo x ancho x altura)	240 x 135 x 100	300 x 150 x 150	300 x 240 x 150
Tamaño de la unidad mm (largo x ancho x altura)	265 x 165 x 235	330 x 180 x 310	330 x 270 x 310
Peso	3,5 Kg	5,6Kg	7,7Kg