

BC-L5K1

## MICROCENTRIFUGA



### CARACTERISTICAS

- Rango de velocidad de 300-5000rpm
- La velocidad del rotor puede ajustarse y visualizarse por RPM o fuerza G
- El programa definido por el mando se almacenará y se activará cuando se encienda
- Dos programas P1/P2, fácil de iniciar el procedimiento con una sola tecla
- Dos velocidades de deceleración para satisfacer diferentes necesidades
- Pantalla de procesamiento de fácil lectura y alerta sonora
- Desbloqueo automático de la tapa tras el funcionamiento
- Motor de CC sin escobillas que no requiere mantenimiento

Tel.: (57) 301 424 5380  
Cra. 91 # 70 A 32  
Bogotá - Colombia

Cel.: 312 288 34 36  
Cr 43 N° 50.88 Int.1601  
Medellín - Colombia

Tel.: (507) 382 59 71  
Cel.: (507) 61 01 40 14  
Vía centenario Av milán  
Ph torres de milán  
Ciudad de panamá  
República de Panamá

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Modelo</b>	<b>BC-L5KI</b>
Rango de velocidad	300-5000rpm (Incremento de 10 rpm)
RCF máx	2350xg, incremento: 10g
Precisión de velocidad	+20rpm
Capacidad de rotor predeterminada	6x15ml/10ml/7ml/15-5ml (adaptador para tubo de extracción de sangre de 5 ml y adaptador para viales criogénicos/tubos de centrifugado de 1,5/2 ml)
Tiempo de ejecución	30seg-99min, HD(funcionamiento continuo)
Display	LCD
Memoria de programas	2
Aceleración / desaceleración	1s↑ 2s↓
Dispositivos de seguridad	Bloqueo de puerta, Detector de sobrevelocidad, Diagnóstico interno automático
Motor	Motor de CC sin escobillas
Requerimiento energético	Monofásico, 100V-240V,50Hz/60Hz, 70W
Dimensiones	300×240×180mm
Peso	5.2Kg
Funciones avanzadas	Conmutador de velocidad/RCF; función de alerta sonora