

MS-P

Agitador magnético sin calefacción



Parámetros técnicos

Modelo	MS-S	MS-PA	MS-PB
Tamaño de placa de trabajo	135 mm (5 pulgadas)		
Material de placa de trabajo	Acero inoxidable con recubierto de cerámica	Nylon + GF	
Max. Capacidad de agitación	20L	3L	
Tipo de motor	Motor DC sin escobillas		motor de corriente continua
Entrada del motor	18W	5W	

Tel.: (57) 301 424 5380 Tel.: (4) 217 57 51 Tel.: (507) 382 59 71
 Cra. 91 # 70 A 32 (4) 2399375 Cel.: (507) 61 01 40 14
 Bogotá - Colombia Cel: 312 288 34 36 Vía centenario Av milán
 Cr 43 N° 50.88 Int.1601 Ph torres de milán
 Medellín - Colombia Ciudad de panamá
 República de Panamá

Salida del motor	10W	3W	
Rango de velocidad	0 ~ 1500 rpm	200 ~ 1500rpm	0 ~ 1500 rpm
Pantalla de velocidad	Escala	LED	Escala
Max. Longitud de la barra del agitador	80mm	50mm	
Ambiente de trabajo	5-40 °C, 80% HR		
Tipo de protección	IP42		
El consumo de energía	30W	15W	10W
Fuente de alimentación	AC100 / 200V ± 10%, 50 / 60Hz		
Tamaño externo (W * D * H)	160 * 280 * 85 mm	150 * 260 * 80 mm	
Tamaño del paquete (W * D * H)	210 * 345 * 160 mm	220 * 295 * 180 mm	
Peso bruto	3kg	2kg	