

SH-4C

AGITADOR MAGNÉTICO CON CALEFACCIÓN



Características

1. Cubierta a prueba de derrames.
2. Calentamiento y agitación se pueden hacer simultáneamente.
3. Placa caliente con protección a la llama, calentamiento rápido y durabilidad.
4. La energía de la calefacción y la velocidad de agitación se ajustan paso a paso.
5. Máx. Temperatura. Hasta 380 grados, máx. Velocidad hasta 2000 rpm.
6. Indicación pantalla LCD
7. Incluye sensor PT100 ajustable y varillas de acero inoxidable
8. Cuenta con alarma audible y visual.

Especificaciones técnicas

Modelo:	SH-4C
Voltaje (V):	220/110
Potencia (W):	600
Velocidad (r.p.m.)	100-2000
Tamaño de la placa (mm)	190 x 190
Max. Volumen (ml):	5.000
Max. Temp. (Superficie de la placa):	380 ° C
Tamaño exterior (mm):	300 x210x126
Tamaño del embalaje (milímetro):	400x240x220
Peso (Kg):	5