

ZWY-322

AGITADOR ORBITAL GRAN CAPACIDAD LABWIT



Descripción:

- El controlador del microprocesador mantiene la precisión del control de velocidad.
- Pantalla LCD grande que presenta todos los parámetros reales y de ajuste.
- Protección por contraseña de todos los parámetros contra cambios no autorizados.
- Retención de los parámetros de funcionamiento después de una falla de alimentación.

	Tel: (4) 217 57 51	Tel: (507) 341 05 95
	(4) 239 93 75	Cel: (507) 61 01 40 14
Cel: (57) 301 424 5380	Cel: 312 288 34 36	Urbanización Arboledas
Cr 91 N° 70 A 32	Cr43 N° 50-88 Int. 1601	Cluster Los Alamos
Bogotá - Colombia	Medellín - Colombia	calle 8, Panamá Oeste

Email: info@myminstrumentostecnicos.com

- Temporizador electrónico hasta 500 horas o funcionamiento continuo.
- Función suave de arranque y parada.
- La protección patentada sobre velocidad minimiza el riesgo de sacudidas incontroladas.
- Dos modelos de plataforma proporcionan mayor capacidad; acepta frascos de 50 ml a 1 litro en nivel, o hasta 5L si no tiene la bandeja superior.
- Potente motor de inducción sin escobillas de CA con sistema de accionamiento cuádruple contrabalaceado.
- Componentes críticos de hierro fundido y acero inoxidable de alta calidad.

Especificaciones Técnicas:

MODELO	ZWY-322	ZWY-322C
Modo de acción	Orbital	Orbital
Diámetro orbita (mm)	Ø35	Ø50
Velocidad (RPM)	30-300	30-300
Variación Velocidad	±1 rpm	±1 rpm
Timer	1 minuto a 500 horas	1 minuto a 500 horas
N° de Bandejas	1	1
Dim. Bandejas (mm)	920x640	940x700
Conf. De los frascos	N° frascos	N° frascos
50 ml	86	86
100 ml	86	86
250 ml	53	53
500 ml	37	37
750 ml	29	29
1000 ml	22	22
2000 ml	12	12
3000 ml	11	11

5000 ml	7	7
Dimensiones exteriores (mm)	1100x760x410	1115x840x455
Dimensiones de empaque	1220x880x580	1185x910x615
Peso neto/grueso	280/330	280/330
Consumo (W)	300	300
Conexión	220-240V 50/60 Hz	220-240V 50/60 Hz
Certificación	CE, ISO	CE, ISO