

ZWY-3222B

AGITADOR ORBITAL DE GRAN CAPACIDAD



Descripción:

Gran capacidad, marco agitador y bandejas dobles de 920x640mm incluidas. Movimiento de agitación orbital, diámetro de agitación de 35mm. El robusto motor de CA sin escobillas garantiza un funcionamiento súper silencioso incluso cuando está completamente cargado. Panel de control LCD con temporizador de 500 horas y memoria no volátil. La protección única contra la velocidad minimiza el riesgo de sacudidas fuertes.

Tel: (4) 217 57 51
(4) 239 93 75
Cel: (57) 301 424 5380
Cr 91 N° 70 A 32
Bogotá - Colombia

Tel: (507) 341 05 95
Cel: (507) 61 01 40 14
Cel: 312 288 34 36
Cr43 N° 50-88 Int. 1601
Medellín - Colombia

Urbanización Arboledas
Cluster Los Alamos
calle 8, Panamá Oeste

Especificaciones:

MODELO	ZWY-3222B	ZWY- B32222
Modo de acción	Orbital	Orbital
Diámetro orbita (mm)	Ø35	Ø50
Velocidad (RPM)	30-300	30-300
Variación Velocidad	±1 rpm	±1 rpm
Timer	1 minuto a 500 horas	1 minuto a 500 horas
N° de Bandejas	2	2
Dim. Bandejas (mm)	920x640	940x700
Conf. De los frascos	N° frascos	N° frascos
50 ml	172	172
100 ml	172	172
250 ml	106	106
500 ml	74	74
750 ml	58	58
1000 ml	44	44
Dimensiones exteriores (mm)	1100x760x780	1115x840x815
Dimensiones de empaque	1220x880x950	1185x910x975
Peso neto/grueso	310/360	310/360
Consumo (W)	300	300
Conexión	220-240V 50/60 Hz	220-240V 50/60 Hz
Certificación	CE, ISO	CE, ISO